


TOC SUPER C

DETERGENT NEUTRU SUPERCONCENTRAT CU CONȚINUT REDUS DE REZIDUURI



DESCRIERE GENERALĂ

TOC SUPER C este versiunea de 5 ori mai concentrată a detergentului cu conținut redus de reziduuri TOC. Se utilizează cu sisteme de dozare sau diluat manual.

TOC SUPER C este un detergent care asigură o bună curățare și nu lasă reziduuri pe suprafețe.

TOC SUPER C nu necesită clătire.

TOC SUPER C poate fi utilizat pentru spălarea pardoselilor tratate cu produse de lustruire uscată și pentru pardoseli din ceramică sau klinker, marmură și granit. Se folosește, de asemenea, pentru a prepara soluții pentru curățarea altor suprafețe (mobilier, uși etc.).

TOC SUPER C este disponibil cu cinci parfumuri: Lavandă (Fantasy), Măr, "Fresh", Lime și Iasomie.

Flaconul dozator permite prepararea exactă a soluției.

Soluțiile TOC sunt compatibile cu tabletele dezinfectante cu clor BIOSPOT.

UTILIZARE

Diluare manuală: se diluează 1 parte de **TOC SUPER C** în 4 părți de apă pentru a pregăti un produs care să fie trimis la punctul de utilizare. Folosiți o sticlă cu marcaje de dozare. Produsul obținut se diluează la 1,5% (150 de grame pentru 10 litri de apă) sau, pentru suprafețe foarte murdare, la 5% (500 de grame pentru 10 litri de apă).

Flacon dozator: **TOC SUPER C** este disponibil și în flacoane de un litru cu autodozare (doze de 30 ml) sau în canistre de 5 litri cu o pompă de dozare de 30 ml. Folosiți 2-3 doze pentru 10 litri de apă pentru spălarea pardoselilor sau 1 doză în flacon de 750 ml cu pulverizator pentru curățarea suprafețelor.

Utilizarea sistemului de dozare Dosakem: pentru prepararea TOC standard se utilizează unitatea Venturi gri cu vârful de măsurare bej (cu un litru de TOC SUPER C se prepară 5 litri de TOC standard). Pentru a pregăti soluțiile gata de utilizare, utilizați aparatul Venturi galben cu vârful dozator roz (0,3%) sau cu vârful dozator galben (1%) pentru pardoseli foarte murdare. Pentru dezinfectarea pardoselilor și a suprafețelor adăugați 1 tabletă BIOSPOT de 3,25 grame pentru 5 litri de soluție TOC pentru a curăța și dezinfecta pardoselile și suprafețele. Pentru dezinfectarea suprafețelor folosiți 1 tabletă de 1 gram de BIOSPOT într-o sticlă de 750 ml cu pulverizator și soluția de TOC.

DATE TEHNICE

Aspect	lichid transparent (diferite culori și parfumuri)
pH	7.2 ± 0.2
Densitate	0.979 g/ml
Conținut activ	49%

Compoziție chimică - Reg. (CE) 648/2004

conc. 5-15%

- Agenți tensioactivi neionici

Produsul conține agenți tensioactivi cu o biodegradabilitate primară de cel puțin 90% și o biodegradare aerobă finală în conformitate cu Reg. (CE) nr. 648/2004.

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com

Etichetare



Avertizări

Provoacă iritații oculare grave.

Citiți cu atenție fișa cu date de securitate înainte de utilizare.

Clasificare aferentă produsului pur. Produsul utilizat la concentrațiile indicate nu este clasificat ca fiind periculos.